

**MEDITECH-SOFTWARE**

	<b>WWTT</b>
<b>Parameter / parameters</b>	<b>empfohlen / recommended</b>
<b>Computer / computer</b>	Laptop oder PC mit der Möglichkeit der gesonderten Ansteuerung eines zweiten Monitors / Laptop or PC with use of a second monitor
<b>Prozessor / processor</b>	Dual-Core Prozessor, Intel i5
<b>Arbeitsspeicher (RAM) / main memory</b>	256 MB
<b>Festplattenspeicher / hard disc</b>	200 MB
<b>Betriebssystem / operation system</b>	Windows 98 / 2000 / XP / TM 7 / WindowsTM 8.0 / 8.1 / 10
<b>Bildschirm 1 / screen 1</b>	800 x 600
<b>Bildschirm 2 / screen 2</b>	nicht erforderlich / not necessary
<b>Video- und Grafikkarte / video- and graphic board</b>	S-VGA (kompatibel)
<b>Soundkarte / sound card</b>	SoundBlaster 16 Bit (kompatibel)
<b>Bedienung / handling</b>	Tastatur, Maus / keyboard, mouse
<b>USB-Anschlüsse / USB connection</b>	nicht erforderlich / not necessary
<b>Weiteres Zubehör / forward fittings</b>	Mikrophon / microphone, Kopfhörer / headphones
<b>DVD-Laufwerk / DVD device</b>	empfohlen / recommended
<b>Internetzugang / internet access</b>	schnelle Internetverbindung / fast internet
<b>Weitere Hinweise / forward hints</b>	

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 16.11.2016

Subject to change without notice and errors excepted. Up to date: 16.11.2016