

ZUKOR-Trainingsbildschirme – Vollversion – zur einfachen Nutzung in BioGraph Infiniti

erhältlich für ProComp Infiniti und ProComp 5



Sie möchten mit Ihren Patienten gezielt Physiologen trainieren sowie auf Störungsbilder eingehen und dabei die hochprofessionellen, 3D-animierten ZUKOR-Spieleanwendungen durchführen?

Dafür erforderliche, aussagekräftige Trainingsbildschirme haben wir für Sie bereits erstellt: Mit einem der 32 Bildschirme zu 18 unterschiedlichsten, klinisch und therapeutisch relevanten Themengebieten können Sie mit der Arbeit beginnen.

1. Platzieren Sie die Sensoren am Patienten.
2. Starten Sie die BioGraph-Anwendung mit dem für Ihr Ziel passenden Trainingsbildschirm.
3. Befolgen Sie die Schritt-für-Schritt-Anleitung am Monitor ...
... und los geht es: Koppeln Sie das Training mit ZUKOR*.

An Ihrem Kontrollmonitor erhalten Sie aussagekräftige Daten. Ihr Patient wird je nach ZUKOR-Anwendung beim Fahren, Fliegen, Skaten oder Agieren auf dem Jahrmarkt vergessen, dass er nebenbei trainiert. Seine Konzentration wird sich schnell auf das Punktesammeln richten. Er muss NUR gezielt Muskeln entspannen, den Herzschlag regulieren, die Hirnwellen steuern, Atmung und Puls kontrollieren: Einfach Biofeedback / Neurofeedback anwenden! Je besser es gelingt, mit um so mehr Punkten belohnt er sich.

Starter-Paket mit 5 Trainingsbildschirmen ebenfalls erhältlich.

Nähere Informationen und Bestellmöglichkeit unter www.shop.meditech.de.

Themengebiete u.a.:

- ADS-Konzentrationstraining
- ADHS-Fokustraining
- Angstbewältigung
- Anti-Depressionstraining
- Entspannungstraining
- Herzratenvariabilität
- Hypertonie-Behandlung
- Migränebehandlung
- Muskelaufbautraining und -entspannung
- Peak-Performance
- Schlafstörungen
- Schmerzbehandlung
- Stressbewältigung
- Tinnitusbehandlung

Wiedergabemodus. Freie Sitzung. Klient: Zu***, D*****, Bildschirm: Konzentri...

3 Event BF HEG EDA Temp

WEITERE WICHTIGE HINWEISE FÜR SIE!

EIN- ODER ZWEI-MONITOR-BETRIEB:

Unter Optionen -> Grafik definieren Sie, auf welchem Monitor das Programm ausgeführt werden soll (Monitor 1 oder 2)

BESONDERHEIT DES TRAININGS:

Die Schwellenwerte in beiden rechten Balkendiagrammen sind auf DAUER-ERFOLG als Erleichterung eingestellt worden. Es wird primär Präfrontal mit HEG trainiert.

TRAININGSBEGINN:

Nach Klicken auf BEREIT in ZUKOR und anschließendem Start (grüner Play-Button) in Infiniti beginnt das Feedback in ZUKOR nahezu sofort. Der Schwellenwert für HEG passt sich AUTOMATISCH an. EDA und Temperatur können bedarfsweise manuell angepasst werden.

ZUKOR-Anwendung schließen:

Bitte vor jeder Trainings- oder Klienten-Veränderung ZUKOR komplett schließen.

Struktur der Bildschirme:

Themenbereich

Trainingsanweisungen

Ableitungen:

- numerisch
- Balken
- Linien

Verbindung zu ZUKOR

* ZUKOR-Anwendungen sind nicht im Lieferumfang enthalten. Diese können Sie ebenfalls beziehen bei *MedTECH Electronic GmbH*