

# Merkmale zur Unterscheidung des *Brain-Boy Universal* und des *Audio-Trainers AT 3000*



Merkmal / Beschreibung	<i>Brain-Boy Universal</i>	<i>Audio-Trainer AT 3000</i>
Zusätzlich Stimmengewirr zuschaltbar (für Training mit Störschall)	Nein	Ja, in 3 Lautstärke-Stufen
Zusätzlich Störrauschen zuschaltbar (für Training mit Störschall)	Nein	Ja, in 3 Lautstärke-Stufen
Wertige Transportverpackung aus Stoff – bestickt mit Logo	Optional gegen Aufpreis	Ja
Einbettung in Stofftasche für auch einhändige Bedienung	Optional gegen Aufpreis	Ja
Differenzierte Lobe (leistungsabhängig)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akustisch + visuell</li> <li>• Akustisch</li> <li>• Visuell</li> </ul>	Nur visuell
Hörschwellenbestimmung (Messung, ab wann ein akustisches Signal gehört wird)	Nein	Ja
Lautstärkeregelung getrennt nach linkem und rechtem Ohr möglich	Ja, nach Höreindruck	Ja, nach Hörschwelle
Auswertemodul zum Trainingsfortschritt	Ja	Ja
Anpassbarkeit der Feedbackoptionen	Ja	Ja