

MEDITECH-SOFTWARE

	AES
Parameter / parameters	empfohlen / recommended
Computer / computer	Laptop oder PC mit der Möglichkeit der gesonderten Ansteuerung eines zweiten Monitors / Laptop or PC with use of a second monitor
Prozessor / processor	Dual-Core Prozessor, Intel i5
Arbeitsspeicher (RAM) / main memory	256 MB
Festplattenspeicher / hard disc	20 MB
Betriebssystem / operation system	Windows XP / Vista / TM 7 / WindowsTM 8.0 / 8.1
Bildschirm 1 / screen 1	800 x 600
Bildschirm 2 / screen 2	nicht erforderlich / not necessary
Video- und Grafikkarte / video- and graphic board	S-VGA (kompatibel)
Soundkarte / sound card	SoundBlaster 16 Bit (kompatibel)
Bedienung / handling	Tastatur, Maus / keyboard, mouse
USB-Anschlüsse / USB connection	erforderlich / necessary
Weiteres Zubehör / forward fittings	Mikrophon / microphone, Kopfhörer 7 headphones
DVD-Laufwerk / DVD device	empfohlen / recommended
Internetzugang / internet access	schnelle Internetverbindung / fast internet
Weitere Hinweise / forward hints	

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 16.11.2016

Subject to change without notice and errors excepted. Up to date: 16.11.2016