

MEDITECH-SOFTWARE

	MediTOOLS *
Parameter / parameters	empfohlen / recommended
Computer / computer	Laptop oder PC mit der Möglichkeit der gesonderten Ansteuerung eines zweiten Monitors / Laptop or PC with use of a second monitor
Prozessor / processor	Dual-Core Prozessor, Intel i5
Arbeitsspeicher (RAM) / main memory	2 GB
Festplattenspeicher / hard disc	2 GB
Betriebssystem / operation system	Windows XP / TM 7 / WindowsTM 8.0 / 8.1 / 10
Bildschirm 1 / screen 1	1.024 x 768
Bildschirm 2 / screen 2	nicht erforderlich / not necessary
Video- und Grafikkarte / video- and graphic board	S-VGA (kompatibel)
Soundkarte / sound card	nicht erforderlich / not necessary
Bedienung / handling	Tastatur, Maus / keyboard, mouse
USB-Anschlüsse / USB connection	erforderlich / necessary
Weiteres Zubehör / forward fittings	CF-Kartenleser (bei Verwendung der zusätzlichen externen Speicherkarte am ProComp) / CF-cardreader for use of external memory card at ProComp
DVD-Laufwerk / DVD device	empfohlen / recommended
Internetzugang / internet access	schnelle Internetverbindung / fast internet
Weitere Hinweise / forward hints	<p>*Das Berichtsmodul von MediTOOLS steht nur mit der "Microsoft Office Professional" oder der "Microsoft Office Home & Business" Version zur Verfügung. Mit der "Microsoft Office Home & Student" oder dem "Microsoft Office Starter" kann das Berichtsmodul von MediTOOLS nicht betrieben werden. Es stehen nur die programm-eigenen Grafikberichte der Vollversion zur Verfügung / the report module only works with microsoft office professional and home & business. There are only proper programme reports of the graphic in the full version.</p> <p>*Mit einem kostenpflichtigen Zusatzmodul kann das Berichtsmodul von MediTOOLS auch mit OpenOffice eingesetzt werden. Für das Berichtsmodul kann mit dem OpenOffice-Modul auch das Programm LibreOffice in der Version 3.6 verwendet werden / with the liable to pay costs addition module you can use the report module of MediTOOLS with OpenOffice. You can also use LibreOffice in version 3.6.</p>

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: 16.11.2016

Subject to change without notice and errors excepted. Up to date: 16.11.2016