

BioGraph Infiti		
Parameter / parameters	empfohlen	recommended
Computer / computer	Laptop oder PC mit der Möglichkeit der gesonderten Ansteuerung eines zweiten Monitors	Laptop or PC with use of an second screen
Prozessor / processor	Quad-Core Prozessor oder besser, Intel i5 oder besser	Quad-core CPU or better, Intel i5 or better
Arbeitsspeicher (RAM) / main memory	Mindestens 8 GB	Minimum 8 GB (64-bit)
Festplattenspeicher / hard disc	500 GB Festplattenspeicherkapazität oder mehr, um Videos, Sitzungsdaten speichern zu können	500 GB or more, to save video and sessions data on the primary drive
Betriebssystem / operation system	Microsoft® Windows® 10 Home, Pro, Enterprise (64-bit)	Microsoft® Windows® 10 Home, Pro, Enterprise (64-bit)
Software / software	Microsoft® Office mit Word® und Excel® (zum Erstellen und Drucken von Berichten).	Microsoft® Office with Word® and Excel® (for report generation and printing).
Bildschirm(e) / screen(s)	1.280 x 1.024 oder höher	Resolution of 1280x1024 and higher
Video- und Grafikkarte / video- and graphic board	Mindestens 4 GB dedizierter Speicher bei einer Auflösung von 1280x1024 oder höher.	At least 4 GB of dedicated memory with 1280x1024 resolution and higher.
Soundkarte / sound card	64-Bit-kompatible Soundkarte und Lautsprecher.	64-bit compatible sound card & speakers.
Bedienung / handling	Tastatur, Maus	Keyboard, mouse
USB-Anschlüsse / USB connection	Mindestens 4 Stück USB Ports in Abhängigkeit der weiteren verwendeten Geräte (Webcams, AV- Sync, TT-USB, ...)	At least 4 USB ports depending on the other devices used (webcams, AV sync, TT-USB, ...)
Weiteres Zubehör / forward fittings	CF-Kartenleser (bei Verwendung der zusätzlichen externen Speicherkarte am ProComp)	CF card reader (when using the additional external memory card on the ProComp)
	1 oder 2 Webcam(s)	1 or 2 webcam(s)
	Bluetooth Version 4.2 (oder höher), wenn der TPS-Sensor und andere Bluetooth-Geräte.	Bluetooth version 4.2 (or higher) if the TPS sensor and other Bluetooth devices.
DVD-Laufwerk / DVD device	empfohlen	recommended
Internetzugang / internet access	High-speed Internet (zum Streamen von Videos, Aktualisieren von Software und für den technischen Support)	High-speed Internet (for streaming videos, updating software, and receiving technical support)
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand: Changes and errors reserved. Status:	22.06.2023	22.06.2023