


# MediTOOLS

Version 8.x

Dies sind die neuen Funktionen in  
*MediTOOLS*:



- **Importfunktion für die WWTT-Daten** (Wedemärker Wahrnehmungs-Trennschärfe-Test)
- Neuer Prüfschritte-Manager zum **ERSTELLEN EIGENER PRÜFSCHRITTE** und deren Bewertungen.  
**Dazu:** Neuer Bericht für Eigene Prüfschritte sowie deren mögliche Einbindung in bestehende Berichte
- **Schnelle Hilfe:** Direkte Anmeldung für Online-Support durch *MediTECH* aus dem Programm
- **Favoriten einstellbar:** Arbeiten Sie mit Alpha-Trainer oder AUDIO4LAB? Einfach hinterlegbar...
- **Gerätewartungen: Automatische Erinnerungen** für die Durchführung von Wartungsterminen



## Weitere wichtige Programmfunktionen aus der Version 7:

- Grafikberichte für Erst- oder Folgetestung (**Grafischer Prüfbericht**)
- Grafikberichte für Trainingsentwicklung (**Grafischer Verlaufsbericht**)
- **Schnellbericht-Manager** (direktes Auswählen von Klient, Prüfprotokoll und Berichtstyp)
- **Messergebnisse automatisch im Prüfformular** platzieren (Übernahmeautomatik der Vollversion)
- **Button „Low-Level-Tests einfügen“** – zum nachträglichen Einfügen der Messergebnisse der zentralen Hörfunktionen nun auch **nach** dem Ausfüllen der übrigen Prüfschritte im Prüfformular
- **Weitere Dokumente / Hilfen für Testungen** (unter Menüpunkt TOOLS → Weiteres Material)
- Praxis-/Firmenlogo und Unterschrift für Briefe / Berichte elegant hinterlegbar (OPTIONEN → Bilder)
- Archivierung von durch Klienten mitgebrachte Audiogramme (Eingabe zur grafischen Darstellung)
- Automatische Erinnerung an Updates

