



MYONYX

Einfachheit • Flexibilität • Leistung



Die Manometrie gilt allgemein als die beste Methode zur Messung der Kraft der Beckenbodenmuskulatur. Die Kombination der Monometrie mit dem EMG, das die elektrische Aktivierung der Muskeln misst, liefert wertvolle zusätzliche Informationen, darunter die Ausdauer beim Halten in Arbeit und Ruhe sowie die Fähigkeit, eine tiefe Muskelentspannung zu erreichen.

MyOnyx verbindet sich mit seiner Android-App, um angeschlossene Sensoren automatisch zu erkennen. Klinisch perfektionierte Bildschirme zeigen sowohl Messwerte als auch Biofeedback in einfach zu interpretierenden grafischen und animierten Bildschirmen an. Beide Signale können auch nebeneinander angezeigt werden, um ein gleichzeitiges Training von EMG und Druck zu ermöglichen.

Zusätzlich zur Druck- und EMG-Überwachung bietet MyOnyx auch vier Kanäle zur elektrischen Stimulation. Training mit Druck war noch nie so einfach und so erschwinglich.

Weitere Informationen und Bezug

Medi  **TECH**
Electronic GmbH

Langer Acker 7 • D-30900 Wedemark
Tel.: +49 (0) 5130 977780
service@meditech.de • www.meditech.de

 **ThoughtTech** **Medi**  **TECH**
Electronic GmbH
Wir helfen Menschen.